

ご使用の前に

このたびは、パワーアシストウェア「楽衛門」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品をお使いいただく際には、この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
お読みいただいた後は紛失しないように保管し、使用方法が分からぬ場合には、再度お読みください。

本製品の用途と特徴

- 本製品は、膝の屈伸をともなう腰の曲げ伸ばしをアシストして、腰部の負担を軽減するウェアです。
- 本製品は、腰部から背部への「超ハイパワーゴム（独自開発した3層構造の超高弾性素材）」をベースに、両肩と股間の3点を支点にして、背中の屈曲に対して伸長した超ハイパワーゴムのキックバッケ（復元力）により張力を発揮します。
- 通常時には超ハイパワーゴムがゆるんでいるため、つっぱらず、動きやすい設計です。
- 本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。
- サポート力には個人差があります。

安全上のご注意(必ずお読みください)



その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が死亡
又は重傷を負う可能性のあるもの

- 用途以外でのご使用はお止めください。ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工は行わないでください。ご使用中に本製品が破損するなどし、ケガや重大事故を招くことがあります。
- 以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招くことがあります。
 - ・肩、胸、背中、腰等の装着部位に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。
 - ・妊娠中の方。
 - ・低体力の方。
- 以下の場合は、すぐに使用を中止し、専門医へご相談ください。
 - ・痛み、しびれなどの異常を感じた場合。
 - ・かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合。
 - ・以下のことを必ず守ってご使用ください。正しく使用されない場合、充分なサポートが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫されたり、製品が周囲に引っかかるなどし、ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
 - ・〈サイズ表〉を参考に適正なサイズの製品をご使用ください。
 - ・本取扱説明書に記載の「装着方法」に従い、正しく装着・調節してください。
 - ・装着時には、左右のストラップを締め過ぎないでください。
 - ・ショルダーベルトを肩から外したまま、歩いたり階段昇降をしないでください。
 - ・直立時に締め付けや張力を感じる場合は、再度「取扱説明書」に従って、装着・調整し直してください。
 - ・膝の屈伸をともなう腰の曲げ伸ばしをして張力を感じられない場合は、再度「取扱説明書」に従って、装着・調整し直してください。
 - ・着座時や、しゃがみ作業時など、張力が不要な場合は「ロックと解除」に従い、左右のストラップで調整してください。
 - ・就寝時には使用しないでください。
 - ・引っ掛けたりや巻き込まれが予想される場所では着用をお止めください。
- 本製品は、自分が持っている以上の力を発揮できるものではありません。本製品を装着して、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはお止めください。
- 本製品や梱包袋はお子様の手の届かない所で保管してください。梱包袋が不要の場合はすぐに廃棄してください。お子様のいたずらで本製品が首に縛ったり、梱包袋を被るなどしてケガや窒息の恐れがあります。
- 本製品には静電気帯電防止機能はありません。静電気による機械の故障や、爆発・火災の恐れのある場所でのご使用はお止めください。



その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が軽傷を負う
可能性のあるもの、および他の財物への損害の可能性があるもの

- 本製品に破れ・亀裂・破損・マジックテープの貼り付け不良などがみられる場合は、ご使用をお止めください。
- 超ハイパワーゴムに伸縮性がなくなった場合は、ご使用をお止めください。
- コルセットやサポーターなどの装具と本製品の併用はお止めください。本製品に引っ掛けたり、絡まつたりするなどして過度な張力が掛かり、ケガや本製品の破損の原因となります。
- マジックテープに衣類を挟んだり、マジックテープを衣類に張り付けたりしないようにご注意ください。衣類を破損させることができます。
- マジックテープで肌を傷付けないようにご注意ください。

〈製造元〉

株式会社ラクエモン
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-3-9
TEL 03-3493-5758

〈サイズ表〉

Sサイズ	単位:cm		
	S/150	S/160	S/170
ウエスト	65~80	65~80	65~80
身長	150~160	160~170	170~180
Mサイズ	M/150 M/160 M/170		
	80~95	80~95	80~95
ウエスト	150~160	160~170	170~180
Lサイズ	L/150 L/160 L/170		
	95~110	95~110	95~110
ウエスト	150~160	160~170	170~180

〈素材表示〉

コットン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、天然ゴム、ウレタンフォーム、ジェルトロン、EVA樹脂・ナイロン樹脂

〈洗濯方法〉

- 他の衣類への色移りや、他の衣類の損傷を防ぐため、単品洗いをしてください。
- 洗濯の際は、中性洗剤を使用し、ネットに入れて洗濯してください。
- 繊維の損傷を防ぐため、柔軟剤・漂白剤・アイロン・乾燥機の使用、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯した後は、形を整えて陰干してください。
- 付属品のショルダーパッド・調整股間パッドは取り外して、30°C以下の水で押し洗いをしてください。それで汚れが取れない場合は、中性洗剤を使用して押し洗いをしてください。水できれいにすすいた後、タオル等で軽く押して水分を取り、形を整えて陰干してください。

〈保管方法〉

- 直射日光が当たらない温氣の少ない風通しの良い所に保管してください。
- ハンガーにかけて保管すると、着用しやすくなるのでお勧めです。
- 自動車や炎天下・氷点下など、極端な高温や低温を避けて保管してください。

〈廃棄方法〉

- 本体生地と超ハイパワーゴムは布製品ですが、ショルダーベルトのバックルには樹脂素材を使用しています。廃棄するときは、地域のルールに従って廃棄してください。

〈製品について〉

- 製品の外観・使用等は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

〈楽衛門YouTubeチャンネルのご案内〉

こちらのQRコードより楽衛門に関する
様々な動画をご視聴いただけます。

パワーアシストウェア楽衛門の装着方法

● 装着の準備をする

1. ショルダーベルトの長さを調整する



2. ショルダーパッドの位置を決める



3. 調整股間パッドの位置を決める



● 体に装着をする

1. パンツを履く



2. ショルダーベルトを両肩にかける



3. 左右のストラップを上に引き上げる



4. 左右のストラップを一気に引き下げる



● ベルトを調節する

○ まっすぐ胸を張って調節する



✗ 背中を反らせて調節しない



✗ 背中を丸めて調節しない



ロックと解除

ロック：ストラップを下に向けるとロックします

解除：ストラップを上に向けると解除します

ロック



解除



<装着のポイント>

POINT1

左右のショルダーパッド内のベルトの長さを調整する。

POINT2

左右のストラップを下に向けた状態で一気に引き下げる。

解除するときは、左右のストラップを上に向けて引き上げる。

POINT3

調整股間パッドでお好みの位置に調整し、股間パッドと調整股間パッドをマジックテープで張り合わせる。



POINT4

左右のショルダーパッドが、肩に位置しているか確認する。

POINT5

左右のストラップを引き下げ、ショルダーベルトを締めた後、超ハイパワーゴムがピンと張った状態であればOKです。

ご注意

ショルダーベルトの締め過ぎにはご注意ください。

長時間使用する場合は、脱着や左右のストラップを緩めたりしてご使用ください。

<各部名称と機能>

ショルダーベルト

生地:弱撥水

左右のストラップを一気に引き下げるすると装着が完了します。

調整股間パッド

芯材:消臭・抗菌・抗カビ

生地:抗ウイルス・抗菌防臭・超撥水

股間調整パッドでお好みの位置に調整できます。




股間パッド

芯材:消臭・抗菌・抗カビ

生地:抗ウイルス・抗菌防臭・超撥水

超高弾性と体圧分散性に優れており、股間を保護します。



<ご使用のポイント>



背筋を伸ばしながら膝を曲げ、お尻を突き出すように腰を曲げる。

超ハイパワーゴムのキックバック(復元力)に合わせて腰を起こす。

背筋を伸ばし、背中を丸めないように、まっすぐ立ち上がる。

パワーアシストウェア

Rakuemon 
Tokyo Japan

取扱説明書



樂衛門®