
## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case: 133

# 導尿チューブがブレーキレバーに引っかかって外れそうになる

### 場面の説明

導尿チューブがブレーキレバーに引っかかっていることに気づかず走行した



二次元バーコード



#### 解説

カテーテルが抜けてしまうなど大きな事故につながりかねない事例で、他の人が操作する車いすだけではなく、手すりや家具類に引っかかってしまうことも考えられます。導尿チューブをはじめ、酸素ユニットや呼吸器などのチューブ類は、いずれも命に係わる大切な役割を果たしています。これらのチューブ類が車いすの外側にはみ出した状態で放置しないよう、紐などで処理しておくことが大切です。

### 参考要因

人: 導尿チューブにブレーキレバーが引っかけていることに気づいていない

人: 導尿チューブが引っかかり易い状態で放置していた モノ: ブレーキレバーはひも状のモノを引っかけ易い

環境:他に通れる通路がなかった