


Case : 304

ポータブルトイレからベッドに移ろうとした際に転倒し、アームサポートと背もたれの間の隙間に首を挟み、重大事故に遭いそうになる

場面の説明

ポータブルトイレをベッドから離して設置しており、移動用手すりが届かなかった。普段はアームサポートを握って立ち上げられるが、足が滑った拍子に握っていた手も外れ、後方に転倒し首を挟んでしまった



利用シーン

移乗
排泄

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

腰掛便座

分類コード (CCTA95) 091203 (ポータブルトイレ)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

転倒の状況は不明ですが、なんらかの拍子で首が挟まってしまったものと考えられます。隙間に関連する事故の報告は多く、ポータブルトイレに限らず、普段から危険な隙間の把握に努め、タオルなどを詰めておくなどの対策を検討しましょう。

参考要因

人：まさか、こんな隙間に首が挟まりこむとは考えもしなかった
 人：転倒しやすい虚弱な状態で、ひとりで排泄動作をしていた
 モノ：首が挟まれやすい隙間があった
 環境：手すり等安全な移乗動作ができる環境になっていなかった