福祉用具ヒヤリハット 研修教材 (講師用)

Case: 281

裏表を間違えて、マットごとすべりそうになる

場面の説明

浴室用のすべり止めマットに裏表があることを知らず、裏返しで置いてしまったため、マットごとすべってしまった



利用シーン	入浴	
主な利用場所	浴室・脱衣所	
介護保険の種目	_	
分類コード (CCTA95)	093306 (滑り止め用品)	
介護テクノロジー	_	
二次元バーコード		

解説

入浴を安全に行うためのすべり止めマットで、吸盤ではないタイプでは、裏と表の違いが分かりづらいものがあります。間違えて反対に置いてしまうと、滑り止めの効果がないばかりか、かえって滑りやすくなる時もあり、とても危険です。また、種類によっては使用を浴槽内に限定しているものもあります。製品自体にはこのような使用上の注意点が表示されず、開封して使い始めるとわからなくなってしまうことも多く、納入時のしっかりとした説明が大切です。

参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:裏表のある製品だということを知らなかった 人:裏返しで設置したことに気が付かなかった モノ:裏表の違いが分かりづらいデザインだった モノ:製品本体に注意事項の表記が無かった

管理:パッケージに記載されていた注意事項を捨ててしまった

福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

□ <i>4</i> .		几夕 ,
口19 :	川禹:	氏名:

Case: 281

裏表を間違えて、マットごとすべりそうになる



場面の説明

浴室用のすべり止めマットに裏表があることを知らず、裏返しで置いてしまったため、マットごとすべって しまった



どのような要因が考えられますか?	どのような対策が必要でしょうか?
人(本人・介護者・関係者)の要因	
モノ(福祉用具)の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ