


Case : 47

ベッドの高さを下げたとき、脇にあったポータブルトイレを破損させる

場面の説明

介助者が、ポータブルトイレをベッドに近づけすぎてしまい、ベッドの床板下部にフレームの端が入り込んでいた



利用シーン	 起居・就寝  移乗  排泄  リモコン操作
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 腰掛便座
分類コード (CCTA95)	091203 (ポータブルトイレ)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

この状況では、ポータブルトイレの位置が介助者から死角になっていた様子がうかがえます。複数の介助者が関わる場合、床に印をつけてポータブルトイレの位置を決めておくなどの約束事をつくっておくことで、このようなリスクを軽減させることが可能です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：利用者に気を取られ、周りへの注意を怠った

人：ベッドの昇降時、モノと接触する恐れがあることを説明していない

管理：ベッド周囲に物を置く際に、このような危険があることを周知する教育機会を設けていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 47

ベッドの高さを下げたとき、脇にあったポータブルトイレを破損させる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介助者が、ポータブルトイレをベッドに近づけすぎてしまい、ベッドの床板下部にフレームの端が入り込んでいた



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ