
福祉用具ヒヤリハット 研修教材 (講師用)

Case: 223

うまくキャスタを乗せられず、操作を繰り返すうちにスロープが外れてしまう

場面の説明

左右それぞれのスロープにキャスタをうまく乗せることができず、操作を繰り返すうちにキャスタでひっかけてスロープが外れてしまった



利用シーン	ÂÂ	移動
	NESOR UNIV	階段の昇り降り
	ÅŠ	外出
主な利用場所		階段
	(xm	玄関
	段素-株石	段差・縁石
介護保険の種目	NO-N	スロープ
分類コード (CCTA95)	183015 (携帯用スロープ)	
介護テクノロジー	_	
二次元バーコード		□ } 4

解説

特にレール形のスロープでありがちな事例です。レール形スロープの設置は、左右のレールが車いすのタイヤ幅と一致していることが安全な使用には重要なポイントです。床と段上に印をつける工夫は、簡単ではありますが効果が大きくお勧めです。

参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:操作に不慣れだった

環境:スロープの設置位置が合っていなかった

環境:狭い場所だった