





歩く文化

赤ん坊がはじめて歩けた時,皆が喜ぶ.渡り初めなど歩くことに意味がある.美しい歩きに魅了される.再び歩けたときの喜びは感動を呼ぶ.歩くことは文化なり.









ロボットを思い通りに動かしたいですか?

でも, ロボットは好きに動きたいのかもしれない.

ロボットは好きに動きたいはずであり、ならば動き易く設計すべきである.

ロボットを無理にでも思い通りに動かしたいと、思い通りに動かせる設計をする(制御し難いものは排除されやすい).

その先には、**倒れなければ歩けないはずなの**に、どんなことがあっても倒れないようにしたいとの強いこだわりが、ロボットの不自然さを生み出す結果となる.

重力で歩き,重力で倒れる.

1990 McGeer





「不安定さを活かした運動性」 「不安定さを消し去る安定性」


重力は無力化できない


環境との相互作用が身体を持ち動くものすべてに共通する宿命ならば、それを強みにすべきである。

受動歩行とは

モータ, センサおよび制御を一切用いずに, 歩行機と環境(スロープ)との相互作用のみによって, 緩やかな下りスロープを自然な歩容で歩く.

重力効果のみを用いており、エネルギー効率が高いことで知られ、ヒトの歩行に近いとも言われる. 歩行現象の力学的原理(歩行力学)を探究する上で重要である.






















左膝の不調が見られ、後半は左膝が過伸展した状態での歩容に変化した、腰が引ける感じで、右脚は上体を使った大振りになっている。この歩行は一種の「異常歩行」と捉えることができ、またレバー操作の調整で代償運動を行ったと見ることができる。


さ、おこと・・ 深い ・ 深い きる。 きる。 工学的には直ちに修理する事案であるが、異常歩行もまたヒ トの歩行だとすると、極めて貴重な実験結果であると考えている。

一般的な歩行ロボットの場合、異常歩行のデータから脚軌道を生成し、目標軌道どおりに制御することになり、事の本質を見誤る可能性がある.

歩行障害を引き起こす原因は、形態異常、筋力弱化、感覚鈍麻、疼痛、運動調節の障害の五つの機能的カテゴリーに分類できると言われている。

とると言れれている。 ヒトの場合は、これらが複合していることが容易に想像され、その相互関係が複雑化する。一方、本ロボットの場合、力学的な観点で議論することが可能であり、問題の顕在化が期待できなる。

同等の異常歩行がヒトでも見られるかは今後検証する必要があるが、改良のヒントが得られれば、それ自身がヒトの歩行支援につながると考えている.



我々は、生れながらにして持っている内臓や皮膚などの柔軟組織による体幹部の動特性が、身体運動にどのように作用しているか自覚できない。

ヒトの床反力は、剛体・非剛体からなる身体の床面 との相互作用から複合的に生成されたものだと考え られる.



支える支援

揺れる支援 (揺れるままに歩く)










受動歩行は Passive Walking と呼ばれており、この受動歩 行由来の技術が人々の生 活を下支え、人々を明るく元気に、前向きに活発にする Active との意味が込められ ている.



無動力歩行支援機

- 無動力・無電装 超軽量 [500gクラス]
- 安全
- ・ 低コスト
- 簡単装着・低装着感 体のひねりがし易い
- ・座位, 正座, 胡坐など
- 静粛
- ・デザイン性・簡単構造 ・オールシーズン ・持ち運びも簡単









軽やかな歩行支援

- □ 普段通りに歩くだけで、振り子の動きとバネ の力で脚の動きを整える.
- □ 足が軽くなる感じで歩き易く、歩行スピードも 上がる.
- □エネルギーを外部から投入せずともエネルギ を上手く再配分することで、 自じ

人の歩行におけるレバレッジポイントを最小限 の介入で支援するシステム構築の思想は、人 のシステムへの過度な依存を回避し、人の尊厳 を維持する.

※ レバレッジポイント: 小さな力でも大きな変化を起こす.

□ ユーザーからの声 こんな機器を待っていた.

私のために開発されたと思えるほど.

□ 医療現場からの声

リハビリ学習・補助具の用途. 症例が広くて稀 に見るヒット.

片麻痺の方の歩行練習補助機器の理想形. 積極的に活用していきたい.

14種類の症例の方々が利用され、医療現場からも 適用症例の広さを高く評価されている.

上位5件:

- 1. 脳血管障害
- 2. 股•膝関節症
- 3. 脊柱管狭窄症 4. 脊椎•頚椎損傷
- 5. 小脳変性症

また, 左右バランスが改善し, 歩幅の拡大, 歩行速度 の増大, 筋電位低減などの即時効果が認められ, 脱 着後のアフターエフェクト(数時間から翌日)も確認さ れている.

ACSIVE関連の学会発表実績

AUSIVE 関連の子宏先を美値 非療務・清水紀元、佐野明人、株典雄、服部息、日石智紀、尾藤貴宣、平尾純子、渡辺翼、四 非康務・清水紀元 加藤忠幸 片脚式歩行支援機構の評価研究、第29回日本義談装具学会学術大 金譲瀬業、2-4-24、2013.10 [2] 渡辺聖之、渡辺浩司、川村優貴、中澤信、塩野弘季・受動歩行をモデルとした歩行支援機の臨 床応用に関する試み、第2回無地別ル・ビリテーション学会抄録集、E-7-2、2015.3 [3] 木原寿紀、園田康博、末吉祐一郎、平和憲、永田清人、片原傳總者の無動力歩行支援機による 歩行アシスト効果持続に関する研究、リハビリテーション・ケア合同研究大会抄録集、茨城2016。 038-1、2016.10.28 [4] 本多雄・河井広大、溝口広お、高木枯希奈、松山太士・浮汲登録・豊本省における無動力歩行 支援機ACSIVEの有用性に関する研究、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会抄録集、2016 [5] 樋口貴之、渡援亜紀、川井康平・回復削り、病様における下技験が疾患患者に対けるACSIVEを 使用れた歩行総習の効果、第34回大分開発の情報に発いる形式を (6] 近藤谷子、兼治淳平、井上花奈、福田大輔、工藤慎太郎、曾北管狭窄着 術後患者に対して無動 力歩行支援機会CSIVEを用いた治療効果の検討、第3回日本運動器理学療法学会学術集会分終集。 0-44、2016.12.4


カ歩行支援機会SIVEを用いた治療効果の検診、非3回ロ本産が認定、加ターの44、2016 12.4
[7] 斎藤恒一:歩行支援機ACSIVEを活用した歩行練習における運動学習効果の運動力学解析、第33回日本<mark>助技装見学会学</mark>術大会議演集、2-2-2、2017.10.9
[8] 川口大輔、伊藤忠、則付籍治、神谷庸成、鈴木光久、佐野明人:歩行アシスト装具を使用した自宅での歩行訓練を実施し、歩行機能の改善が認められた年長児の一例、第62回全国成本不自由児 銀育研究大会抄録集、2017.10.19~20.
[9] 柳本有二、五島海、伊藤智昭、鈴木光久・歩行支援機およびボール活用時の歩行形態変化と快適性について一ウェアラブル脳波計による脳機能変化から一、第7回日本ロボットリハビリテーション・ケア研究大会抄録集、25、2017.11.18-19、博参 ※/ルディックボール (一部抜粋)

2013年:1件, 2015年:9件, 2016年:10件, 2017年:7件



歩行をアシストしてくれる機器から、 人生そのものをアシストしてくれた機器へ


























September 2020
Conference: ESMAC: European Society for Movement Analysis in Adults and Children 2020

Unilateral non-electric assistive walking device helps neurological patients to improve gait patterns

Dr.Boris Feodoroff & Vera Blümer
German Sport University Cologne, Germany
Institute of Movement Therapy and Movement-oriented Prevention and Rehabilitation

aLQロボット研究所

隊員になってロボットを完成させよう!

- □ ロボットやaLQの調整はこちらが行っていたが、それらを体験してもらうことで、より一層身近に感じてもらう。
 □ 孫が受動歩行ロボットについて学び、その学びを通じて祖父母のaLQをより良く調整する。
- □ 子供たちが描き形づくったロボットは、感性があふれアート作品になる.





歩けることが実感できる歩行支援の極意

必然的な開発 本質的な原理 _ (解明) (発見) (発明)

- ※ あるものはいかにも単純で美しく、あるものはその原理を聞けば聞くほど その絶妙さに驚かされる
- ※ 最低限機能する製品. 一つ余計なものを加えるごとに, コストとリスクが上
- ※ 引き算の技術
 - □ 歩行・走行と力学の高い親和性
 - □ 普遍的な原理の存在と工学的応用価値

歩行の支援から人生の支援

シンプルな歩行支援機に出会うことで、リハビリ 室から病棟へ、病棟から自宅へとシームレスにつ ながる.

歩行支援が身近になり、歩行が弱った方の日常 生活・旅行や、アクティブシニアの方の歩くレジャーなどのシーンでも利用できる.

生活の中で使えるからこそ、歩行を支援してくれ る機器から、人生そのものを支援してくれる機器 へと変わり得る.