
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：345

前輪固定のシルバーカーで方向転換の際、バランスを崩して転倒しそうになる

場面の説明

利用者宅廊下や屋外。
前輪キャスターを固定したままで使用中、横に曲がろうとしてシルバーカーごと向きを変えている最中にバランスを崩し転倒しそうになった。



利用シーン	移動 外出
主な利用場所	その他
介護保険の種目	ー
分類コード (CCTA95)	120690 (シルバーカー)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

シルバーカーは福祉用具でなく、荷物運搬用の生活用具です。歩行が不安定になっている人へは、福祉用具の屋外用歩行器を選定する必要があります。但し、段階的に歩行機能が低下している高齢者の場合は、介護認定を受ける前から使っている場合が多いので、適切なアセスメントの上で、切り替えることも重要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：立位バランスが低下していた
モノ：シルバーカーの前輪が固定されていた
モノ：シルバーカーでなく、他の屋外用歩行器が適応だった
環境：シルバーカーの認知度が高い
管理：適切なアセスメントの上で、歩行器へ切り替えることが重要

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：345


前輪固定のシルバーカーで方向転換の際、バランスを崩して転倒しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

利用者宅廊下や屋外。
前輪キャスターを固定したままで使用中、横に曲がろうとしてシルバーカーごと向きを変えている最中にバランスを崩し転倒しそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.