

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

4.見守り支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セブピー支援 9.食事支援
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

機器情報

見守りシステムSANフラワー×ヘルシーライフ（徘徊老人監視システム）

加藤電機株式会社

◆型番 ARMK-200

◆TAISコード 01572 - 000007

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

<特長>

- ・事業所から発信機を携帯したご利用様が離脱・帰設された際、介護スタッフなどへメールにて通知します。
- ・発信機は長期間連続稼働（約1.5ヶ月）するため、充電の手間や充電切れが少なく安心です。
- ・探索機器で最小誤差50cmまで誘導され、必ず発見できます。
- ・専用シューズは発信機の携帯忘れ対策に効果的です。
- ・インターネット環境がない場合でも導入できます。
- ・事業所内に機器を設置するだけで、設置工事は不要です。

<仕様>

GEOフェンス型SANアンテナ：38×160×100mm、約257g

小型SANタグ：29×34×10.5mm、約9g

SANシューズ：68×114×14mm、約70g



◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

- ・施設・病院に入居・入院している方。
- ・徘徊予防の必要な認知症の方。
- ・介護従事者の負担軽減および作業の効率化、介護サービスの向上を考えている施設経営者・運営者

◆販売価格

191,700円（税抜）

◆販売開始時期

平成 29年6月

◆販売実績台数

累計 1台

◆機器紹介URL

<http://www.anshin-anzen.com/san-flower/armk200/>

◆機器紹介動画

なし

※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	3～5日間	5,000	説明用スタッフが必要な場合、別途費用がかかります。
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1週間	10,000	小型SANタグの数量は最大10個まで増設可能です。その場合別途費用がかかります。

◆問合せ先

加藤電機株式会社

営業部

吉澤、渡辺

〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10

TEL：0569-21-6182 / FAX：0569-26-0089 / E-MAIL：sa2_nagoya@kato-denki.com

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

多くの自治体・施設にて探索模擬訓練などで効果を実感して頂いています。お気軽にお問い合わせください。