

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

12.その他

12.その他の内容 褥瘡予防

1. 移乗支援 2. 移動支援 3. 排泄支援 4. 見守り支援 5. 入浴支援 6. 機能訓練支援 7. 服薬支援 8. 認知症セラー支援 9. 食事支援
10. 口腔ケア支援 11. 介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12. その他

機器情報

座・布団（座圧軽減クッション）

有限会社 小池経編染工所

◆型番 JC-2

◆TAISコード 01736-00001

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

低反発と高反発を組み合わせたハイブリッドな「座・布団」です。除圧と減圧を取り入れた新しいタイプのクッションです。低反発部分は空気の利用しています。空気袋を2個使用したこの商品は、除圧ゾーンを設けていて尾てい骨部分の座圧を限りなくゼロに近づけました。加齢などで減少する筋肉を空気力で補っていると考えてください。高反発部分はポリエステルの特種繊維製品で大腿部と座面の間での空気の流れを考慮しました。これにより毛細血管の圧迫を減少させます。また、空気袋を連動させたことにより、体重のわずかな移動にも空気が動き「ながら運動」効果を発揮します。総重量が220gですので、そのまま携帯できますし、本体部分を取り外しての携帯も可能です。（PCT/JP2015/003883）



◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

車椅子で生活する人の離床時間を確保してQOLを向上させます。車椅子以外の座るシーンでは、そのまま「座・布団」を移動させてください。車椅子の使用できない狭いスペースではクッション部から本体を取り外して使用ができます。

◆販売価格

6,800円

◆販売開始時期

平成 29 年 11 月

◆販売実績台数

50

◆機器紹介URL

<http://www.nemuricom.sakura.ne.jp>

◆機器紹介動画

なし

※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1～2週間	3,400円	
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	4週間	3,400円	

◆問合せ先

有限会社小池経編染工所

開発課

小池 隆

〒326-0817

TEL : 0284-21-7341

／FAX : 0284-21-7342

／E-MAIL : koikezome@ceres.ocn.ne.jp

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

介護者も要介護者も30分以上座る方の全員に「おしりの楽な生活」を提案します