

## 製品仕様

|         |                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名     | Vital Voice オンライン自動モニタリングシステム（在宅版）                                                                                                                                                 |
| 製品番号    | VX - 2                                                                                                                                                                             |
| 発売年月    | 2023 年 3 月                                                                                                                                                                         |
| カラー     | 腕時計型センサ：黒、専用受信機：白                                                                                                                                                                  |
| 価 格     | レンタル価格 16,500 円 / 月（税込）※詳しくは下記取扱店にご相談ください。                                                                                                                                         |
| セット内容   | 腕時計型センサ 1 台、専用受信機 1 台                                                                                                                                                              |
| サイズ     | 腕時計型センサ：高さ 50× 幅 37× 奥行 13mm、専用送受信機：高さ 125× 幅 205× 奥行 50mm                                                                                                                         |
| 重 量     | 腕時計型センサ：36g、専用送受信機：350g                                                                                                                                                            |
| 材 質     | 難燃性樹脂                                                                                                                                                                              |
| 電 源     | AC85～240V                                                                                                                                                                          |
| 感知の方法   | 脈拍の乱れ及び体動を感知して離床を検知する                                                                                                                                                              |
| 信号処理の方法 | デジタル信号処理                                                                                                                                                                           |
| 警報の方法   | 専用送受信機からブザー音により通知                                                                                                                                                                  |
| 配線工事    | 本機：不要 ※但しネットワーク環境（LAN 又は Wi-Fi）はご利用者様で手配をお願いします。                                                                                                                                   |
| 使用範囲    | 腕時計型センサから専用送受信機までの距離は最長 10m                                                                                                                                                        |
| 外部通信の機能 | 有 り ①ネットワーク環境との通信方法：無線 LAN (Wi-Fi) Bluetooth<br>②外部通信の機能「OFF」又は「切断」した状態の動作：機能する<br>③家族隣人等が通報を受信する機器：施設内の PC・タブレット<br>④ネットワークとの接続におけるセキュリティ上の配慮の有無：有り<データスクランブル><br>⑤通信モジュールのタイプ：内蔵 |
| 概要及び特徴  | 腕時計型脈拍・体動センサで夜間の離床を感知し、専用受信機からブザー音により通知。                                                                                                                                           |
| 使用上の注意  | 腕時計型センサによる皮膚のかゆみ等が発生した場合は、使用を中止してください。                                                                                                                                             |



安心がつながる

思いがつながる



在宅版

# VITAL VOICE

オンライン自動モニタリングシステム

■ 取 扱 店



株式会社バイタルヴォイス

〒719-1106 岡山県総社市泉15-44 2F

TEL / 0866-31-5775 Fax / 050-3145-2227

Email / info@vitalvoice.jp

URL / https://vitalvoice.jp/



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

# 離れていても「VITAL VOICE オンライン自動モニタリングシステム」が24時間ずーっとつながります。

バイタルデータを連続して収集しながら、もしもの時にはアラート通知でお知らせ。

離れていても即座の状況確認や対応が可能に...ご利用者・ご家族の安心を実現。

## 利用者自宅

### 専用受信機「ゲートウェイ」

「バイタルウォッチ」からデータを受信し、施設内のPCや当社専用クラウドにデータを送信。もしも脈拍の乱れや体動をキャッチした場合は、通知ブザー音にてお知らせします。



Wi-Fi  
or  
有線LAN

※ネットワーク環境(有線LAN・Wi-Fi)・スマートフォン等の端末はご利用者様でご用意ください。

## 利用者

### ①血圧

2分毎に計測

※参考値

### ②脈拍

2分毎に計測



### ③血中酸素(O<sub>2</sub>)

2分毎に計測

※参考値、安静時のみ

### ④体温

4分毎に計測

※参考値

4バイタル(①～④)を24時間連続自動モニタリングできる

## 世界初のバイタルウォッチ\*

※2022年4月現在 当社調べ

### ⑤脱着判定機能

装着時のみバイタルを取得

### ⑥バッテリー

満充電で7～10日使用可能

### ⑦活動量測定

歩数・消費カロリーを計測

### ⑧時刻表示機能

※本製品は医療機器でなくヘルスケア機器です。



当社管理の専用クラウドにデータを蓄積。

バイタル異常通知

覚醒通知

24時間自動モニタリングによる弊社独自のアルゴリズムにより緊急通知を行います。

## ご家族(見守り人)

異常値検出時  
緊急アラート

状況確認

必要対応

事前に指定した専用端末、スマホなどへバイタルデータが届きます。(複数人設定可能)



訪問介護  
訪問診療  
病院受診  
など

介護スタッフ

病院

ご家族に提供いただいたバイタルデータを診療に活用。

