


Case : 172

落ちたモノを拾おうとしてアクセルレバーをつかんでしまい、転落しそうになる

場面の説明

前かがみになった際に、アクセルレバーを押してしまい、車体が動いて転落しそうになった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

車いす

分類コード(CCTA95) 122124(電動三輪車・電動四輪車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

大切なモノを落とし、あわてていたのかもしれませんが。高齢者でも利用できるよう、アクセルレバーの操作にはそれほど大きな力を必要としません。意図せずに触れると急に動き出してしまうのでとても危険です。地面に落ちたモノを拾う時には、アクセルレバーに触れても動き出さないよう、まずは電源を切りましょう。

参考要因

人：うっかりアクセルレバーを握ってしまった
人：電源を切らずに走行以外の別行動をしてしまった
モノ：ちょうど身体を支えやすい位置にアクセルレバーがあった