


Case : 201

キャストのロックがかかっておらず、ベッドが移動して転倒しそうになる

場面の説明

ベッドのキャストのロックがかかっていなかったため、ベッドに腰掛けたはずみでベッドが動いてバランスを崩した



利用シーン

起居・就寝
移乗
立ち座り

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台

分類コード (CCTA95) 181209(電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

キャスト付のベッドは、掃除の際に動かせるなど便利な面もありますが、立ち座りの際に不意に動いてしまっ
ては危険です。ロックのかけ忘れに注意しましょう。

参考要因

人：キャストのロックをかけ忘れた

環境：ベッドを部屋の端に寄せていたため、壁側のロックがかけられなかった