


Case : 240

前かごに入れた荷物が重すぎてバランスを崩し、転倒しそうになる

場面の説明

歩行車につけた前かごに荷物をたくさん載せていたため、重みでバランスを崩し、転倒しそうになった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95) 120606 (歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

歩行車やシルバーカーのかごにどの程度の重さの荷物を積むことができるのかは、製品ごとに耐荷重として決められていますが、それはあくまで製品としての限度であり、それを操作する人によっては、軽量でも歩行バランスを崩してしまうことがあります。ご自身の能力に合わせ、無理をしない範囲での荷物を積載しましょう。

参考要因

人：かごに荷物を乗せすぎた
人：かごを取り付けていた
モノ：想定以上の加重がかかり倒れた