

Case : 58


スロープを収納する時に指を挟みそうになる

場面の説明

素手でスロープを持ち上げ、レールをスライドさせて収納しようとした



利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95) 183015 (携帯用スロープ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

スライド式のレール形スロープではかなり頻繁に起こるヒヤリ・ハットで、経験された人も多いのではないのでしょうか。大型で重量もあり取り回しも大変ですが、他に代えられる製品が無いケースで選定することも多く、グローブを着用するなど細心の注意を払って使用してください。

参考要因

人：安全に設置収納できる体力がなかった
モノ：挟みやすい箇所に注意喚起の表示がされていなかった