# 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 71

## 前方のいすに座ろうとして、転倒しそうになる

### 場面の説明

立位を維持する力が弱い人が、ブレーキのかかっていないシルバーカーの座面に座ろうとしてバランスを崩した



二次元パーコード



#### 解説

シルバーカーの座面に座るときには、ブレーキのかけ忘れにご注意ください。ブレーキをかけていたとしても 、本体自体が軽量のため容易に動いてしまうことが考えられます。シルバーカーは、利用者が立ち座りを安定し て行えることも考慮して選定しましょう。

### 参考要因

人:ブレーキをかけ忘れていた 人:立位を維持する体力がなかった モノ:用具が利用者と適合していない