


Case : 75

狭い場所から後退し、後方へ転倒しそうになる

場面の説明

A T Mを利用して、後退しようとシルバーカーを後ろ方向に引いた際、自分の体重を支えられなくなり、後方に転びそうになった



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

—

分類コード (CCTA95)

120690 (シルバーカー)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

シルバーカーは自力での歩行が可能な人が、長距離の移動の際に途中で座って休憩したり、荷物の運搬などの目的で使用します。向きが変えられないような狭いところに入っていく時には、後方への移動の際に邪魔になりますので、携帯せず広いところに置いておくようにしましょう。

参考要因

- 人：後方へも安全に移動できると過信していた
- 人：提供者からの注意喚起が欠けていた
- モノ：利用者の身体状況に合う用具ではなかった