## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case: 87

# ポータブルトイレの中蓋を取ろうとして、転倒しそうになる

### 場面の説明

夜間、ニオイが気になり、本体の後ろにある中蓋を取ろうとして、転倒しそうになった



二次元バーコード



#### 解説

中蓋の開閉も含め、利用者がどの程度の操作を行うのか、あらかじめ想定し、利用者が行わない操作についてど う対処するのかを決めておくことが大切です。この事例では、利用者の歩行能力から中蓋を取りに行くこと自体が 危険であったと考えられます。

### 参考要因

人:中蓋の開閉について、利用者が行うことを想定していなかった モノ:中蓋が取り出しにくいところに収納される製品だった

環境:部屋が暗くて見えづらかった