


## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 88

ポータブルトイレを支えに床から立ち上がろうとして、転倒しそうになる

### 場面の説明

ポータブルトイレに手をかけ、布団から一人で立ち上がろうとしたところ、バランスを崩してしまった




利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード(CCTA95) 091203(ポータブルトイレ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

ポータブルトイレを手すり代わりに立ち上がろうとすることに問題があります。利用者の身体状況のゆっくりとした変化は見落としがちです。利用者は大丈夫だろうと考えていても、トイレに頼っているようであれば、それが安全かどうか確認をすべきです。立ち上がりのときには、床置き形手すりなど目的にあうものを選定してください。

### 参考要因

人：ポータブルトイレを手すりとして使ってしまった  
環境：他に頼るものがなかった