

Case : 201

キャスタのロックがかかっておらず、ベッドが移動して転倒しそうになる

### 場面の説明

ベッドのキャスタのロックがかかっていなかったため、ベッドに腰掛けたはずみでベッドが動いてバランスを崩した



利用シーン	 起居・就寝  移乗  立ち座り
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

キャスタ付のベッドは、掃除の際に動かせるなど便利な面もありますが、立ち座りの際に不意に動いてしまつては危険です。ロックのかけ忘れに注意しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：キャスタのロックをかけ忘れた

環境：ベッドを部屋の端に寄せていたため、壁側のロックがかけれなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 201

キャストのロックがかかっておらず、ベッドが移動して転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

ベッドのキャストのロックがかかっていなかったため、ベッドに腰掛けたはずみでベッドが動いてバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ