


Case : 45

背上げ時にベッド用テーブルが外れ、上のモノがズレ落ち、やけどを負いそうになる

場面の説明

マットレスと掛け布団の厚みで、ベッド用テーブルが押し上げられる



| | |
|----------------|---|
| 利用シーン |  起居・就寝  食事 |
| 主な利用場所 |  寝室 |
| 介護保険の種目 |  特殊寝台付属品 |
| 分類コード (CCTA95) | 180315 (ベッド用テーブル) |
| 介護テクノロジー | — |
| 二次元バーコード |  |

解説

ベッドの柵（サイドレール）の高さ、マットレスの厚さ、ベッド用テーブルの設置位置など様々な要因が考えられますが、基本的には「ベッド用テーブルは簡単に外れる」という認識を持つことが大切です。目的にあった姿勢に整えてからベッド用テーブルを取り付ける手順で、このようなヒヤリ・ハットの防止につながります。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：膝上げをすることで、ベッド用テーブルに膝がぶつかることを予想できなかった
 環境：マットレスと布団の厚みがある

| | | |
|-----|-----|-----|
| 日付： | 所属： | 氏名： |
|-----|-----|-----|

Case : 45

背上げ時にベッド用テーブルが外れ、上のモノがズレ落ち、やけどを負いそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

マットレスと掛け布団の厚みで、ベッド用テーブルが押し上げられる



| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|------------------|------------------|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ