


Case : 45

背上げ時にベッド用テーブルが外れ、上のモノがズレ落ち、やけどを負いそうになる

場面の説明

マットレスと掛け布団の厚みで、ベッド用テーブルが押し上げられる



利用シーン	 起居・就寝
	 食事
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台付属品
分類コード (CCTA95)	180315 (ベッド用テーブル)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

ベッドの柵（サイドレール）の高さ、マットレスの厚さ、ベッド用テーブルの設置位置など様々な要因が考えられますが、基本的には「ベッド用テーブルは簡単に外れる」という認識を持つことが大切です。目的にあった姿勢に整えてからベッド用テーブルを取り付ける手順で、このようなヒヤリ・ハットの防止につながります。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：膝上げをすることで、ベッド用テーブルに膝がぶつかることを予想できなかった
環境：マットレスと布団の厚みがある