## 福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

日付:	所属:	氏名:

Case: 333

ひざ掛けがキャスターに絡まり、前方に転落しそうになる



## 場面の説明

ひざ掛けがキャスターに絡んで車いすが急停止。利用者が前方へ飛ばされるように転落しそうになった。



どのような要因が考えられますか?	どのような対策が必要でしょうか?
人(本人・介護者・関係者)の要因	
モノ(福祉用具)の要因	
環境の要因	
管理の要因	

作成:公益財団法人テクノエイド協会

メモ