

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

### 3.排泄支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援  
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

## 機器情報

## 電動昇降式トイレベッドさつき

株式会社トマト

◆型番 TMT-6001

◆TAISコード

### ◆機器の特長と仕様（300文字まで）

<特長>

電動昇降式で上面の高さを44～83cmに調整する事で移乗やトイレ介助時の前傾姿勢や立膝などの無理な姿勢での介助を防ぎ腰痛予防や作業負担の軽減とご利用者の安全を確保します。電動昇降はフットスイッチで無段階で行え、両手を利用しての介助が可能になります。また、2箇所の高さを記憶できるメモリーペダルもあります。取外しが行えるフタ付きでトイレ利用時以外は着替台などとして利用できます。バリアフリー便器と組み合わせての利用が可能です。

<仕様>

サイズ 幅80・90・100×長さ200（cm）耐荷重150kg  
設置場所に合わせたサイズ変更が可能です マット色は5種類から選べます。



### ◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

利用者－障害者（身体変形障害・事故等による脊椎損傷障害など）  
高齢者（介護保険認定介護度4～5程度・長時間の座位姿勢困難・寝たきりの方）  
介助者－障害者施設スタッフ・福祉施設スタッフ・在宅介助者など

### ◆販売価格

580,000円（税抜）

### ◆販売開始時期

平成30年4月

### ◆販売実績台数

累計 24台

### ◆機器紹介URL

<https://www.tomato-miyabi.co.jp/>

### ◆機器紹介動画

あり <https://youtu.be/6K1q4LzVI3s>

### ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	10日以内	応相談	実際に排泄動作を行わないで下さい 費用については別途相談
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	△	10日以内	応相談	実際に排泄動作を行わないで下さい 費用については別途相談

### ◆問合せ先

株式会社トマト

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1-6-20

TEL: 054-349-2180 / FAX: 054-349-2182 / E-MAIL: tomato@tomato-miyabi.co.jp

### ◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

障害・高齢者施設で仕事をされている方の声を基に開発された製品です 介助者の負担軽減に活用されています