

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

3.排泄支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

機器情報

自立型電動昇降式トイレベッドわかば

株式会社トマト

◆型番 TMT-6003

◆TAISコード

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

<特長>

脊椎損傷などの障害を持ち車いすで日常を送られる方の中には座位姿勢を保つ事が行えない方がいる。現状の施設や在宅などで利用される座敷トイレは高さの調整も行えず車いすとの高さも異なり移乗を安全・容易に行えない。電動昇降式で上面の高さを調整する事でトランスファーテーブルを利用する事で移乗を安全・容易にし自立を目標とする利用者の自立を促進できる。背角度の調整が行え長時間の座位姿勢が保てる。介助を必要とする際の無理な姿勢での介助を防ぎ腰痛予防や作業負担の軽減します。

<仕様>

サイズ 幅100×長さ200（cm）背角度0～90度
耐荷重 150kg 設置場所に合わせたサイズ変更が可能です



◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

利用者－障害者（身体変形障害・事故等による脊椎損傷障害など）
高齢者（介護保険認定介護度4～5程度・長時間の座位姿勢困難・寝たきりの方）
介助者－障害者施設スタッフ・福祉施設スタッフ・在宅介助者など

◆販売価格 680,000円（税抜）

◆販売開始時期 令和2年9月

◆販売実績台数 累計 3台

◆機器紹介URL <https://www.tomato-miyabi.co.jp/>

◆機器紹介動画 あり <https://youtu.be/CocRiXthBHE>

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 （税抜）	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	10日以内	応相談	実際に排泄動作を行わないで下さい 費用については別途相談
2 機器導入を前提とした施設への 試用貸出	△	10日以内	応相談	実際に排泄動作を行わないで下さい 費用については別途相談

◆問合せ先

株式会社トマト

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1-6-20

TEL：054-349-2180 / FAX：054-349-2182 / E-MAIL：tomato@tomato-miyabi.co.jp

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

リハビリ施設などで自立と在宅復帰を目指す障がいを持たれる方の声を基に開発された製品です