

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

3.排泄支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援 (掃除、洗濯、調理、記録等) 12.その他

機器情報

排便姿勢保持機器『トイレでふんばる君』

株式会社ピラニア・ツール

◆型番 IG-FS02

◆TAISコード 01722 - 000001

◆機器の特長と仕様 (300文字まで)

当機器は便座に座って、排泄を行うことに取り組んでいる方々に向けて開発されました。機器利用者は自然な排泄姿勢 (前傾姿勢) を安全に維持できると共に、下腹部に当てたクッションによる腹圧補助を同時に実現します。

特長1: 安全・安楽な排便姿勢 (前傾姿勢) の保持。

特長2: クッションによる腹圧の補助機能。便の排出に必要な腹圧を補助する。

特長3: 簡易な導入。機器を壁や床に固定する工事は不要。

補足: 副次的にはが機器の利用に慣れることで転落の予防を期待できる。

〔仕様〕鉄・PVC/低反発発泡ウレタン

〔サイズ〕W480×D585~615×H610~680 (mm) (高さ3段階可変)



◆主な対象者 (150文字まで) ※適用可能な人の状態像を記述してください。

排泄の際に自律的な姿勢の維持が難しい方。端座位がとれない方。排泄石のコントロールが難しく普段は介助により排泄を行っている方。一部、全部介助で座位がとれる方。車椅子に座れる方。便秘症など内臓・消化器系などの疾患のない方

◆販売価格

39,600円 (税込)

◆販売開始時期

平成 24 年 4 月

◆販売実績台数

累計 台

◆機器紹介URL

<https://funbaru-kun.net/>

◆機器紹介動画

あり <http://www.techno-aids.or.jp/robot/conference2/mov/C-2210.mp4>

◆機器の貸出について (貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください)

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税込)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	ご相談の上	ご相談の上	返送料のご負担。実際の排泄介助の使用不可。
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	10日間	0	返送料のご負担。実際の排泄介助の使用不可。

◆問合せ先

株式会社ピラニア・ツール

尾田一郎 (おだいちろう)

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-1-5 サンパティオ高田馬場425

TEL : 03-3360-8567 / FAX : 03-3362-8358 / E-MAIL : toiwase@funbaru-kun.net

◆担当者からのPRコメント (50文字まで)

おむつはずしのお取り組みや、具体的に利用して頂けそうな方をイメージできましたら是非お申し込み下さい。