

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

### 3.排泄支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援  
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

## 機器情報

### 座位排便姿勢保持器具「トイレでふんばる君」

株式会社ピラニア・ツール

◆型番 IG-FS02

◆TAISコード 01722-00001

#### ◆機器の特長と仕様（300文字まで）

トイレでふんばる君は、洋便器（一般・ポータブル）での座位排便を促して、高齢者の尊厳を守り、排泄ケアの介護負担軽減・質の向上を目標とするケアのために開発された機器です。特長：第一に自立的排便に必ず必要になる前傾姿勢の保持します。第二にテーパークッションを動かして下腹部に当て、腹圧の補助します。自然な姿勢でリラックスでき、自然排便を促すことができます。仕様：巾480×奥行585～615高610～680 本体：鉄製、樹脂、クッション部 低反発発泡ウレタンに合成皮革カバー（カバー表面はつるつとしていて清拭可・また消耗品として別売りあり）



#### ◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

排泄介助により排泄を行える方、一部介助、全介助により座位がとれる方。車椅子にすわれる方。トイレを認知できない方、おむつ内排便から座位排便を目指し、利用者様、ご家族、介護チームで排便ケア向上にお取り組みの施設様。

#### ◆販売価格

33,000円（税抜）

#### ◆販売開始時期

平成 22 年 9 月

#### ◆販売実績台数

累計 非公表

#### ◆機器紹介URL

<https://funbaru-kun.net/>

#### ◆機器紹介動画

※動画がある場合は別途添付してください

#### ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	別途	送料・地域毎	送料ご負担お願いします(係員が必要な場合は別途)。
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	2週間から3週間	お問合せ下さい	販売会社からのご案内になります。

#### ◆問合せ先

株式会社ピラニア・ツール

福祉用具担当

尾田一郎

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-1-5 サンパティオ高田馬場425

TEL: 03-3360-8567 / FAX: 03-3362-8358 / E-MAIL: toiwase@funbaru-kun.net

#### ◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

※ご関心を寄せて頂けましたらお問い合わせください。なにかお役立ちできる情報を得て頂けると幸いです。