

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

## 4.見守り支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラピー支援 9.食事支援  
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

### 機器情報

## ベッド内蔵型見守りセンサー「iサポート」搭載 Xシリーズ

シーホネンス株式会社

◆型番 SX-1\*5\*\*\*\*S\*/AX-7\*5\*\*\*\*S\*


◆TAISコード

#### ◆機器の特長と仕様（300文字まで）

「iサポート」は、非接触・無拘束で利用者の自立行動を尊重しつつ、シンプルかつ本質的に必要なサポートができるベッド内蔵型見守りセンサーです。

お使いのナースコールを通じて、利用者のベッド上での起き上がり・離床・徘徊等の状態をリアルタイムにスタッフに知らせることができるので、転倒や転落等のリスク低減や、高い検知率により適切なタイミングでスタッフが訪室する等の介護業務効率化にもお役立ていただけます。

アラート設定は、操作コントローラーの4つのボタン（起き上がり）（感度調節可能）・離床・見守り）から1つを選んで押すだけで設定完了。体重の入力や、ご利用者さまがベッドに戻った際の再設定も不要です。



#### ◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

ベッドからの転落・転倒や徘徊リスクがある方

#### ◆販売価格

723,580～1,133,000円（税込）

#### ◆販売開始時期

平成 30年 11月

#### ◆販売実績台数

累計 台

#### ◆機器紹介URL

[http://www.sehonence.co.jp/hp/sensor/i-support\\_characteristic.html](http://www.sehonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html)

#### ◆機器紹介動画

なし

※動画がある場合は別途添付してください

#### ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	△	応相談	無料	下記お問い合わせ先まで都度ご相談ください
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	2週間～	無料	お使いのナースコール設備によって分岐ボックスのコネクタ形状が異なりますので、適合確認が必要です。（分岐ボックスが必要ない場合もあります。）

#### ◆問合せ先

シーホネンス株式会社

事業戦略室

藤田

〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北3-10-17

TEL : 06-6973-3471 / FAX : 06-6973-3440 / E-MAIL : strategy@sehonence.co.jp

#### ◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

使い方や設定などでお困りごとがございましたら、各支店・営業所の担当スタッフがサポートいたします。