

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

#### 4.見守り支援

12.その他の内容

1. 移乗支援 2. 移動支援 3. 排泄支援 4. 見守り支援 5. 入浴支援 6. 機能訓練支援 7. 服薬支援 8. 認知症セラピー支援 9. 食事支援  
10. 口腔ケア支援 11. 介護業務支援 (掃除、洗濯、調理、記録等) 12. その他

### 機器情報

## 見守り介護ロボット「ケアロボ」

株式会社テクノスジャパン

◆型番 TTCR1

◆TAISコード 00318-000074

#### ◆機器の特長と仕様 (300文字まで)

見守り介護ロボット「ケアロボ」は、各種徘徊・離床センサー、呼出スイッチ、軽度認知症ケア製品、見守りセンサーなど、高齢者の見守りに必要な機器の作動信号を受信すると、携帯電話通信で介護者（スタッフや家族等）へ報知します。また、ナースコール設備がある施設においては各種徘徊・離床センサーと中継ボックスが無線で通信し、ナースコールと連動することが可能です。「ケアロボ」本体には、カメラ・スピーカー・マイク・室温センサーの他、携帯電話モジュールを内蔵し、介護者のスマホ・携帯へは画像付きメールで報知するので、離れた場所に居ながら、対象者の状態や様子を確認できます。「ケアロボ」と各種見守りセンサーは自由に組み合わせができ、対象者と会話もできます。また、携帯電話通信を利用するので、無線LAN環境を必要としません。



#### ◆主な対象者 (150文字まで) ※適用可能な人の状態像を記述してください。

不穏行動がある人 / 徘徊行動がある人 / 転倒・転落の恐れがある人 / トイレ誘導が必要な人 / 夜間帯の見守りが必要な人

#### ◆販売価格

166,000円 (税抜)

#### ◆販売開始時期

平成27年7月

#### ◆販売実績台数

累計 1,500 台

#### ◆機器紹介URL

<http://www.technosjapan.jp/product/tascal/#anchor01>

#### ◆機器紹介動画

なし

※動画がある場合は別途添付してください

#### ◆機器の貸出について (貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください)

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1週間	無料	都度協議
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1週間	無料	都度協議

#### ◆問合せ先

株式会社テクノスジャパン

在宅製品営業グループ

玉田

〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266

TEL: 079-288-1600 / FAX: 079-288-0969 / E-MAIL: info@technosjapan.jp

#### ◆担当者からのPRコメント (50文字まで)

ナースコール併用、気になるタイミングで対象者の様子を確認、センサー作動記録、対象者の行動パターンを知る、インシデントの可視化、より良い介護へのヒント、実践力UP、家族との情報共有、負担軽減&モチベーションUP