

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

## 4.見守り支援

12.その他の内容

1. 移乗支援 2. 移動支援 3. 排泄支援 4. 見守り支援 5. 入浴支援 6. 機能訓練支援 7. 服薬支援 8. 認知症セラー支援 9. 食事支援  
10. 口腔ケア支援 11. 介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12. その他

### 機器情報

### ルナース

AI TECHNOLOGY株式会社

◆型番 AR-B02

◆TAISコード

-

#### ◆機器の特長と仕様（300文字まで）

介護が必要な高齢者が増える中、介護者にとって転倒の防止が課題となっています。

本機は、介護対象者がベッドから離れる際の転倒を未然に防ぐために、ベッド上での動きを検知し、介護職員様にお知らせする、非接触式の離床センサーです。（ナースコールの利用）

<特長>

●本機1台で【起床】【端座位】【離床】3つの動作を検知することができます。（ご使用時は、介護対象者の行動に合わせて、検知したい動作を1つ選びます。）

●寝返り等の動作では検知しない仕組みを備えていますので、誤検知による介護職員様の負担を軽減することができます。

<仕様> 外形サイズ：1755×815×483mm 重量：約6kg



#### ◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

ベッドから離れる際の転倒の危険性がある方で、ベッドからご自身で移動できる方を対象としています。

#### ◆販売価格

136,900円（税抜）

#### ◆販売開始時期

平成 26年 5月

#### ◆販売実績台数

累計 50 台

#### ◆機器紹介URL

<http://www.ai-technology.co.jp/>

#### ◆機器紹介動画

なし

※動画がある場合は別途添付してください

#### ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1日	お問い合わせください	
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1ヶ月	お問い合わせください	

#### ◆問合せ先

AI TECHNOLOGY株式会社

技術部

三枝 亨

〒106-0041 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル8F

TEL：03-5733-2105

／FAX：03-5733-2106

／E-MAIL：saegusat@ai-technology.co.jp

#### ◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

介護対象者の安全と介護職員様・ご家族様の安心を構築いたします。