

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

12.その他

12.その他の内容 レクリエーション業務支援、体力測定業務支援

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラー支援 9.食事支援
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

機器情報

TANO

TANOTECH株式会社

◆型番

◆TAISコード 01681-000005

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

センサーの前に立つだけで自動的に骨格を読み取り、体をコントローラー代わりにして直感的に運動・レクリエーション・発声・姿勢測定を行う事ができる非接触・非装着型のシステムです。

内蔵コンテンツ数は約150種以上あり、車椅子の方や麻痺のある方から健常者まで、複数人で一緒に楽しむことが可能です。

QRコードを読み込むだけで起動ができ、自動ループ再生も可能です。姿勢計測・歩行計測・TUGや片足立ち測定等、体力測定も簡単にご利用できます。

【標準セット内容】制御システム（WindowsPC）＋センサー＋アダプター＋QRリーダー

【同時利用人数】最大6名（推奨3名）



◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

麻痺のある方、車椅子の方、認知症の方など、身体の一部が動く/声が出せればどなたでもご利用できます。

介護者は、利用者の状況を理解できてレクリエーションやリハビリテーションの知識があること。理学療法士が望ましい。

※寝たきりや装具が多い方、また体の場合はセンサーが正しく認識できない場合があります。

◆販売価格

お問合せ下さい

◆販売開始時期

平成 30 年 6 月

◆販売実績台数

累計 400 台

◆機器紹介URL

<https://tanotech.jp/>

◆機器紹介動画

あり http://tanotech.jp/dl/tano_pv.mp4

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税込)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	—			
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1か月	25,000円	・貸出・導入の際は代理店が対応する場合がございます。 ・送料はご負担ください。

◆問合せ先

TANOTECH株式会社

折重・小山

〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-4 パーレン平塚ビル5F

TEL : 0463-73-5490

／FAX : 0463-73-5490

／E-MAIL : info@tanotech.jp

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

身体・認知機能の維持向上、計測時の負担軽減、利用者とのコミュニケーション機会の創出が図れます。