

ロボット技術の介護利用における重点分野

7.見守り支援機器（介護施設型）

C.見守り支援 C-1603

| | | |
|------|---------------|-----------------------|
| 機器情報 | 『シルエット見守りセンサ』 | |
| | キング通信工業株式会社 | |
| | ◆型番 WOS-114N | ◆TAISコード 01558-000003 |

◆機器の特長と仕様

<特長>

起き上がり／はみ出し／離床を区別して検知し、Wi-Fi環境を用いてタブレット端末やPC等にお知らせします。
 タブレット端末等から、居室に行かずにご利用者様の様子をシルエット画像で確認する事ができ、見守る側、見守られる側双方の負担軽減に役立ちます。

また、お知らせ時のシルエット画像の履歴を残すことで、有事の際の振り返りを実現しました。ブラケット（取り付け具）を壁につけることで、複数ベッド間での移設も可能です。

<仕様>

サイズ：166(H)×217(W)×126(D)mm 質量：約800g

通信方法：無線LAN／有線LAN



◆主な対象者

<見守られる側> 立ち上がりや歩行が自力では困難、もしくは不可能であり、介助を必要とする／認知症等の症状により、自身の身体の状態を正確に把握することができない／介護者に介助を求めず自力でベッドからの移乗、歩行を行おうとする等の理由から、ベッドや布団からの転落・転倒等による怪我等が懸念される方。

◆販売価格 300,000円（税抜）

◆販売開始時期 平成 27 年 4 月

◆販売実績台数 累計 500 台

◆機器紹介URL <https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos-system/>

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

| 項目 | 対応可否 | 貸出期間 | 利用料 目安 (税抜) | 利用条件など |
|----------------------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 1 イベントや研修会等での一時貸出 | ○ | 3日間 | 0円 | 説明スタッフの同行、もしくは事前説明が必要です。また、別途機器の送料や説明スタッフの費用が必要です。ご相談ください。 |
| 2 機器導入を前提とした施設への試用貸出 | ○ | 2週間 | 0円 | 試用の際には機器の設置及びLAN環境の構築が必要となります。また、別途設置費用が必要です。ご相談ください。 |

◆問合せ先

キング通信工業株式会社

営業統括本部 高橋 絵理子

〒158-0092 東京都世田谷区野毛 2 - 6 - 6

TEL : 03 - 3705 - 8540 / FAX : 03 - 3705 - 8773 / E-MAIL : e-takahashi@king-tsushin.co.jp

◆担当者からのPRコメント

センサを活用することで、夜勤職員の不安感や負担が軽減されたなどの嬉しいお声をいただいております。