

プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

4.見守り支援

12.その他の内容

1.移乗支援 2.移動支援 3.排泄支援 4.見守り支援 5.入浴支援 6.機能訓練支援 7.服薬支援 8.認知症セラー支援 9.食事支援
10.口腔ケア支援 11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等） 12.その他

機器情報

見守り介護ロボット「ケアロボ」

株式会社テクノスジャパン

◆型番 TTCR1

◆TAISコード 00318-000074

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

見守り介護ロボット「ケアロボ」は、各種徘徊・離床センサー、呼出しスイッチ、軽度認知症ケア製品、見守センサーなど、高齢者の見守りに必要な機器の作動信号を受信すると、携帯電話通信で介護者（スタッフや家族等）へ報知します。また、ナースコール設備がある施設においては各種徘徊・離床センサーと中継ボックスが無線で通信し、ナースコールと連動することが可能です。「ケアロボ」本体には、カメラ・スピーカー・マイク・室温センサーの他、携帯電話モジュールを内蔵し、介護者のスマホ・携帯へは画像付きメールで報知するので、離れた場所に居ながら、対象者の状態や様子を確認できます。「ケアロボ」と各種見守りセンサーは自由に組み合わせができ、対象者と会話もできます。また、携帯電話通信を利用するので、無線LAN環境を必要としません。



◆主な対象者（150文字まで） ※適用可能な人の状態像を記述してください。

不穏行動がある人 / 徘徊行動がある人 / 転倒・転落の恐れがある人 / トイレ誘導が必要な人 / 夜間帯の見守りが必要な人

◆販売価格 166,000円（税抜）

◆販売開始時期 平成27年7月

◆販売実績台数 累計 1,300台

◆機器紹介URL <http://www.technosjapan.jp/product/tascal/#anchor01>

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1週間	無料	都度協議
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1週間	無料	都度協議

◆問合せ先

株式会社テクノスジャパン

在宅製品営業グループ

玉田（たまだ）・五月女（さおとめ）

〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266

TEL：079-288-1600 / FAX：079-288-0969 / E-MAIL：info@technosjapan.jp

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

ナースコール併用、気になるタイミングで対象者の様子を確認、センサー作動記録、対象者の行動パターンを知る、インシデントの可視化、より良い介護へのヒント、実践力UP、家族との情報共有、負担軽減&モチベーションUP